
 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311 </p>	PROSEDUR PENGOPERASIAN INFRA RED (IR)		
	No. Dokumen: <i>010.13/SP0.91y/2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 10 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <u>dr. FATKHUR ROKHIM</u> Pembina Tk. I NIP. 19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	Infra red adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 700 nm		
TUJUAN	Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian pelayanan fisioterapi dengan modalitas sinar infra red		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel power pada stop kontak listrik. 2. Tekan tombol "ON" hingga lampu menyala 3. Atur posisi sesuai kondisi pasien 4. Atur jarak \pm 30 cm <p style="text-align: center;">Matikan alat dengan menekan tombol "OFF".</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Fisioterapi		