



**PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**
Jl. Ronggolawe 50
Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PERGANTIAN CAIRAN CAPD

No. Dokumen :
036/SPO.HDN/2024

No. Revisi :
0

Halaman :
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
8 Mei 2024

Ditetapkan,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu


drg. WILYS YUNIARTI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790625 200501 2 016

Pengertian

Melakukan pergantian cairan CAPD secara mandiri dengan cara memasukkan cairan dialisis ke rongga peritoneum dan mengeluarkan cairan kembali setelah disimpan selama beberapa jam untuk tercapai dialisis yang adekuat

Tujuan

Membantu dan memberi contoh cara mengganti cairan CAPD kepada pasien

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur No 800/39/II/2024 tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Prosedur

1. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir
2. Tuangkan alkohol 70% di atas meja. Ambil paper towel, kemudian bersihkan meja dengan gerakan searah
3. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
4. Persiapan alat dan bahan
5. Gunakan masker
6. Keluarkan transfer set / kateter extension dan letakkan pengalas dibawah transfer set / kateter extension
7. Buka dan periksa kantong cairan (cek tanggal kadaluarsa, volume, konsentrasi, kebocoran, kejernihan)
8. Pisahkan kedua kantong cairan (kantong yang berisi dan kantong yang kosong) Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
9. Sambungkan transfer set / kateter extension ke selang cairan yang baru
10. Gantungkan cairan pada tiang infus dan letakkan kantong yang kosong ke dalam baki / nampan
11. Keluarkan cairan dari rongga peritoneum ke kantong pembuangan (fase pembuangan minimal 20 menit)
12. Amati cairan buangan (kejernihan dan volumenya)
13. Lakukan flushing setelah selesai fase pembuangan (hitung 1 sampai 5 untuk membuang udara dari selang)
14. Masukkan cairan baru ke rongga peritoneum (fase pengisian sekitar 10 menit)



**PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**
Jl. Ronggolawe 50
Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PERGANTIAN CAIRAN

No. Dokumen :
036/SPO.HDM/2024

No. Revisi :
0

Halaman :
2 dari 2

15. Tutup klem transfer set / kateter extension setelah selesai fase pengisian
16. Buka pembungkus minicaps / disinfection cap dan pastikan ada
17. povidone iodine di dalamnya
18. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
19. Lepaskan selang cairan dari transfer set / kateter extension
20. Tutup rapat transfer set / kateter extension dengan minicaps / disinfection cap yang baru
21. Buang kantong cairan yang sudah digunakan ke tempat sampah
22. Bersihkan meja instrument
23. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir
24. Dokumentasikan kegiatan

UNIT TERKAIT

-