

**PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**
Jl. Ronggolawe 50
Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

**PEMBUANGAN LIMBAH BLOOD LINE DAN
DIALISER DARI MESIN HEMODIALISA**


No. Dokumen :
58/580.HD/VI/24

No. Revisi :
0

Halaman :
1 dari 1

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit

Ditetapkan,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

drg. **WILYS YUNIARTI, MM**
Pembina Tk.
NIP. 19790625 200501 2 016

Pengertian

Suatu tindakan membuang alat-alat yang dipakai pada tindakan hemodialisa segera setelah selesai digunakan.

Tujuan

Mencegah penularan infeksi pada pasien, staf dan penggunaan alat medis dan non medis

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur Nomor : 800/39/II/2024 tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Prosedur

1. Segera setelah prosedur hemodialisis selesai dilakukan dan akses vaskuler pada pasien sudah selesai ditutup, maka sampah saluran ekstrakorporeal dibersihkan dari mesin.
2. Gunakan sarung tangan non steril.
3. Siapkan ember bertutup yang sudah dilapisi kantong plastic warna kuning yang dapat diikat kencang.
4. Dekatkan ember ke mesin
5. Pastikan semua klem blood line tertutup.
6. Lepas satu persatu blood line dari mesin dengan hati-hati.
7. Lepas dialiser dari blood line.
8. Buang bloodline, dialiser dan semua sampah infeksius tidak tajam yang berada di dekat mesin kedalam ember yang telah disediakan.
9. Ikat dengan kencang kantong plastic kuning yang melapisi ember kemudian ember ditutup dengan tutup yang telah disediakan.
10. Tutup ember dan bawa gudang kotor
11. Masukkan kantong plastic kuning didalam ember kedalam container besar sampah infeksius.
12. Ember yang telah digunakan dicuci dan di disinfeksi.

Unit Terkait

Sanitasi